

Only handwash up to 30 times at 30 degrees washable, wash after 7 days at the latest.

Nur von Hand bis zu 30 Mal bei 30 Grad waschbar, spätestens nach 7 Tagen waschen.

**Anleitung für das richtige Anlegen der ZWISSMASK**

1. Vor und nach dem Aufsetzen der Maske müssen die Hände gründlich gewaschen und desinfiziert werden (20-30 Sekunden mit Seife).
2. Falten Sie die zwissMASK auseinander.
3. Nehmen Sie je Seite die zwei elastischen Bänder und kneten Sie diese so zusammen, dass die zwissMASK im nächsten Schritt beim Aufsetzen fest anliegt.
4. Führen Sie die zwissMASK an Ihr Gesicht und legen Sie jeweils eine Schlaufe um eines Ihrer Ohren.
5. Drücken Sie den Nasenclip um Ihre Nase ein, so dass dieser fest anliegt. Der Nasenclip darf nur gebogen, nicht aber geknickt werden, da er sonst brechen kann.
6. Überprüfen Sie die Passform an Kinn, Mund und Nase und regulieren Sie die Position der zwissMASK gegebenenfalls nach.
7. Die Masken sollten nach dem Abnehmen luftdicht verschlossen oder sofort gewaschen werden.

**MEASUREMENTS [CM]**


SIZE	KIDS-M	L	XL
A MASK width	9,9	10,7	12,0
B MASK height at center	12,8	14,1	15,6
C MASK height at side	4,4	5,0	5,5
D MASK top edge length	18,4	20,3	22,5
E LENGTH elastic ribbon/strip	32,0	32,0	32,0
F NOSE Clip length	7,6	7,6	7,6

**CUTTING**

MEASUREMENTS [CM]	NUMBER OF PIECES	KIDS-M	L	XL
Elastic ribbon	2	32,0	32,0	32,0
front mask layer	1	23,2	25,4	28,0
filtration mask layer	1	21,6	23,2	25,6
lining layer	1	21,6	23,2	25,6

**Instructions for the proper fitting of the ZWISSMASK**

1. Wash and disinfect hands thoroughly (20-30 seconds with soap) before and after putting on the mask.
2. Unfold the zwissMASK.
3. Take the two elastic straps on each side and knot them together so the zwissMASK fits tightly when you put it on in the next step.
4. Place the zwissMASK on your face and put the ear loops around your ears.
5. Adjust the nose clip tightly around your nose and press it together. The nose clip should only be bent, but not kinked, otherwise it may break.
6. Check the fit on the chin, mouth and nose and adjust the position of the zwissMASK when it is necessary.





**zwissANTIBACTERIAL & ANTIVIRAL Protect\***

Hoch wirkungsvolle Eliminierung von Bakterien und Viren



**Optimale Passform**

Modernes Design, Schnitt analog der Empfehlung von persönlicher Schutzausrüstung



**zwissREUSABLE & WASHABLE**

Bis zu 30 Mal bei 30° waschbar, spätestens nach 7 Tagen waschen, ersetzt bis zu 210 Einwegmasken



**3-lagiger Materialaufbau**

Schützende und hautfreundliche Materialkombination



**Filterndes Vlies**

Verringerung der Gefahr von Tröpfcheninfektionen durch Partikelfiltration



**zwissSUSTAINABLE**

Nachhaltige Produktions- und Mitarbeiterbedingungen



**Geeignet für Brillenträger**

Langlebiger, flexibler Nasenbügel mit optimaler Passform verhindert das Beschlagen von Brillengläsern



**Made in Germany**

In Deutschland produziert und handgenäht



**zwissLIGHTFLOW AIR**

Atmungsfördernde Materialkombination

\*Das mit zwissCLEAN® behandelte Obermaterial, welches das Filtermedium auf der Vorderseite bedeckt, weist eine sehr hohe antimikrobielle Aktivität (>99,9%) gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen auf, einschließlich Escherichia coli als Testorganismus. Die antimikrobielle Aktivität wurde nach AATCC 100, DIN EN ISO 20743 und DIN EN ISO 18184 getestet. Die Fasern enthalten eine chemische Rezeptur, die durch eine physikalische Reaktion antimikrobiell wirkt. Im Faserpolymer wird dadurch der Besiedelung, Vermehrung und Geruchsentwicklung von Mikroorganismen auf den behandelten Erzeugnissen entgegengewirkt.

\*The zwissCLEAN® treated upper covering the filter media on the front side has a very high antimicrobial activity (>99.9%) against a wide range of microorganisms, including Escherichia coli as a test organism. The antimicrobial activity was tested according to AATCC 100, DIN EN ISO 20743 and DIN EN ISO 18184. The fibres contain a chemical formulation that has an antimicrobial effect through a physical reaction. In the fibre polymer this counteracts the colonisation, replication and odour development of microorganisms on the treated products.

**3 SPEZIELLE SCHICHTEN**

**1 Innenstoff** 100 % BAUMWOLLE

**2 Mittelstoff** 100 % TPU-VLIES

**3 Außenstoff** 70 % POLYAMID  
30 % POLYESTER



**1**  
**100% COTTON**  
3 SPECIAL LAYERS

**2**  
**FILTER FLEECE**

**3**  
**ANTIMICROBIAL TEXTILE**